

ОТЧЕТ

по Договору № НТЦ-260219/1-МИ от 26.02.2019г.

Изделие	Код GMDN	Термин	Описание
Аппарат для гипо- гипероксической тренировки «OXYTERRA»	46105	Гипоксикатор, с питанием от сети ----- Hypoxicator, line- powered	Стационарная установка с питанием от электросети переменного тока для снижения кислородосодержания в воздухе в лечебных и/или оздоровительных целях и улучшения усвоения кислорода (O₂) пациентом. Обычно состоит из компрессионного насоса с регулировками, прокачивающего воздух через фильтр-мембрану, удаляющий O₂ и регулирующий его концентрацию в воздухе, и расходомера для контроля потока обедненного O₂ воздуха, поступающего в дыхательную маску. Может использоваться в спортивной медицине, при подготовке альпинистов к восхождениям, для предварительной акклиматизации к условиям высокогорья, лечения синдрома хронической усталости и дыхательной аллергии. ----- A mains electricity (AC-powered), stationary device used to produce reduced-oxygen air for a therapeutic/fitness method that alternates the monitored breathing of hypoxic air and ambient air, to potentially improve the user's oxygen (O₂) metabolism. It typically consists of a pump with controls used to compress ambient air through a membrane to filter out O₂ and to regulate air O₂ concentration, and a flowmeter to monitor the output to a face-mask breathing system applied to the user. This device may be used by athletes in training, to pre-acclimatize for high-altitude travel, or to treat various chronic disorders (e.g., chronic fatigue, reactive airway, allergies).

Генеральный директор

ООО «НТЦ «МЕДИТЭК»



Вилениский А.В.